

Tunique Manolou Camélia garni blanc

Codes :

Reference: MANOLOU401051

**Description :**

Coupe droite. 3 poches.

Manches kimono aisance et confort.

Taille : 0/5. Long. 75 cm.

Coloris disponible : capucine/noir, blanc/turquoise, blanc/vert grany, fuschia foncé/prune clair, vert grany/noir.

Couleur : camélia/blanc

Par défaut la couleur est Camélia /blanc, autres coloris nous contacter.

65% polyester, 35% coton.

Devis quantitatif sur simple demande.

Fabrication française.

Camélia garni blanc

Camélia garni blanc