

Armoires Generic Plus H.198 x l.120 x p.43 cm 4 tablettes

Codes :

Reference: GC1912BLPU

**Description :**

Dim. H. 198 x l. 120 x p. 43 cm avec 4 tablettes. Corps blanc, rideau prune.

Armoires Generic Plus Snor

Portes rideaux à ouverture totale en PVC, classe M1 ou M2 selon modèle.

Existe en corps aluminium classique ou blanc.

Serrure avec 2 clefs numérotées et pliantes.

Parois intérieures nervurées et soudées sur l'arrière pour une rigidité optimale. Lames terminales en acier.

Fond plat facilitant l'extraction de documents.

4 vérins de réglage.

Tablette fixe pour dossiers suspendus et tablettes noires réglables.

Positionnement facilité par repères.

Renfort central pour armoire largeur : 120 cm.

Armoires fournies avec tablettes noires uniquement.

Charge supportée : 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous).

NF office excellence certifié. Fabrication française.