

Caisson métallique mobile beige, 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus

Codes :

Reference: CR2TBG

**Description :**

Tous les caissons disposent d'un plumier amovible noir.

4 roulettes multi-directionnelles, 5ème roulette anti-basculement sous le tiroir pour dossiers suspendus.

Structure monobloc en tôle acier.

Dimension : H.567 x L.418 x P.541

Finition époxy, résistant aux chocs.

Serrure avec barillet numéroté et 2 clefs pliables.

Tiroir de rangement avec une ouverture totale.

Tiroir pour dossiers suspendus avec côté plein pour un rangement optimal (50 dossiers en option).

Système d'ouverture sélective des tiroirs.

Disponibles en 2 ou 3 tiroirs.

Coloris beige.

Fabrication française. NF environnement.