

Desserte dynamique 12 tiroirs, corps gris, tiroirs bleus

Codes :

Reference: DH12TGRBU

**Description :**

Corps métallique monobloc peinture époxy, doté de 4 roulettes pivotantes diam.40 mm.

Système 12 tiroirs, classement à plat.

Tiroirs réalisés en PS demi choc, avec butée d'arrêt.

Dim. : H.660 x l. 366 x p. 425 mm.

Hauteurs de tiroirs :50 mm.

Tiroirs livrés avec un jeu d'étiquettes 4 coloris.

Coloris de structure : gris clair.

Coloris de tiroirs : bleu.