

Cardio Sonic® simple pavillon noir

Codes :

Reference: 507000



Description :

Stéthoscope Cardio Sonic®

Spengler

Convient aux généralistes et aux spécialistes.

Simple pavillon en alliage de zinc chromé.

Membrane acoustique multifréquences.

Bague clipsée anti-froid.

Lyre orientée avec ressort intégré isolé.

Fourni avec 1 paire d'embouts auriculaires à vis souples, 1 paire d'embouts en PVC blancs et étiquette porte-nom.

Garantie : 7 ans.