

Stéthoscope Magister® pédiatrique double pavillon noir

Codes :

Reference: 507210

**Description :**

Pour l'auscultation pédiatrique. avec double pavillon pédiatrique en acier inox équipé d'une bague anti-froid.

Membrane multifréquence et lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

Embouts auriculaires souples à vis.

Tube simple conduit en PVC.

Fourni avec 1 paire d'embouts auriculaires à vis blanc en PVC.

Garantie : 5 ans.