

Stéthoscope Magister® Adulte double pavillon marine

Codes :

Reference: 507202

**Description :**

Double pavillon acier inoxydable poli avec bague anti-froid.

Membrane acoustique multifréquences.

Lyre orientée.

Embouts auriculaires souples à vis.

Tube simple conduit en PVC.

Fourni avec 1 paire d'embouts auriculaires à vis blanc en PVC.

Garantie : 5 ans.

Pour l'auscultation polyvalente avec membrane multifréquence.

Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

