

Stéthoscope Magister® Adulte double pavillon noir

Codes :

Reference: 507200

**Description :**

Pour l'auscultation polyvalente.
Double pavillon adulte en acier inox avec membrane multifréquence.
Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.
Double pavillon acier inoxydable poli avec bague anti-froid.
Membrane acoustique multifréquences.
Lyre orientée.
Embouts auriculaires souples à vis.
Tube simple conduit en PVC.
Fourni avec 1 paire d'embouts auriculaires à vis blanc en PVC.
Garantie : 5 ans.