

Tensiomètre Lian® Métal Ambidextre enfant + petit adulte nylon gris

Codes :

Reference: 521316

**Description :**

Modèle simple tubulure. Sans latex. «New Look» ambidextre par simple rotation.

Grand cadran.

Livré sous trousse.

Existe en rouge, gris, coton motifs et large adulte.

4 tailles nylon (S, M, L, XL).

4 tailles coton (M rouge et gris, S, XS, XXS à motifs).

4 tailles brassard Clinic®.

Garantie : 2 ans sur le manomètre.

Contrôle métrologique tous les 2 ans

Lian® Métal Ambidextre enfant + petit adulte nylon gris