

# Doppler foetal et vasculaire boîtier seul

## Codes :

Reference: 743301



## Description :

Utilisation en milieu hospitalier, en cabinet ou pour le contrôle à domicile.

Mesure et affichage de la fréquence cardiaque du fœtus et de l'onde de pouls (sonde 2 Mhz).

Ecran couleur LCD 45 x 25 mm.

Examens vasculaires (sonde 5 ou 8 Mhz).

Extinction automatique après 1 mn sans signal.

Sondes en option.

Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies.

Garantie : 1 an