

UrgoK2 Cheville 25x32 cm L8 cm

Codes :

Reference: 192098



Description :

Taille 2

Circonférence de cheville : 25x32 cm

Largeur : 8cm

Système de compression multi-types bi-bande, bénéficiant du PresSure system. Facilite l'application de la pression thérapeutique recommandée (de l'ordre de 40 mmHg), dès la première application. Pour le traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte. Existe en 2 tailles de circonférence de cheville : 18-25 cm et 25-32 cm et en 3 largeurs : 8,10 et 12 cm.