

UrgoK2 Cheville 25x32 cm L12 cm

Codes :

Reference: 192094

**Description :**

Taille 2

Circonférence de cheville : 25x32 cm

Largeur : 12cm

Système de compression multi-types bi-bande, bénéficiant du PresSure system.

Facilite l'application de la pression thérapeutique recommandée (de l'ordre de 40 mmHg), dès la première application.

Pour le traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte. Existe en 2 tailles de circonférence de cheville : 18-25 cm et 25-32 cm et en 3 largeurs : 8,10 et 12 cm.