

## UrgoK2 Cheville 18x25cm L12 cm

**Codes :**

Reference: 192095

**Description :**

Taille 1

Circonférence de cheville 18x25cm

Largeur 12 cm

Système de compression multi-types bi-bande, bénéficiant du PresSure system. Facilite l'application de la pression thérapeutique recommandée (de l'ordre de 40 mmHg), dès la première application. Pour le traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte. Existe en 2 tailles de circonférence de cheville : 18-25 cm et 25-32 cm et en 3 largeurs : 8,10 et 12 cm.