

UrgoK2 cheville 18x25 cm L10cm

Codes :

Reference: 191584



Description :

Circonférence de cheville : 18 x 25 cm. Largeur : 10 cm.

Système de compression multi-types bi-bande, bénéficiant du PresSure system.

Facilite l'application de la pression thérapeutique recommandée (de l'ordre de 40 mmHg), dès la première application.

Pour le traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte.

Existe en 2 tailles de circonférence de cheville : 18-25 cm et 25-32 cm et en 3 largeurs : 8,10 et 12 cm.