


Chaise haute évolutive Danchair

Codes :

Reference: 821089



Description :

La chaise haute Danchair permet d'installer un enfant en toute sécurité et de la faire évoluer en fonction de sa croissance. En effet, l'assise et le plateau peuvent être fixés à des niveaux différents (14 positions différentes) en faisant varier la hauteur d'assise et la hauteur entre l'assise et le plateau. Le dossier est équipé d'un garde-fou en bois et d'une lanière évitant que l'enfant ne glisse en avant. Structure stable en hêtre massif. Conformes aux normes de sécurité.

Dimensions :

Hors tout : 81 cm.

Hauteur réglable :

Dimensions: larg. 47 x prof. 54 x haut.

Poids 6kg.

Coloris : hêtre

Garantie : 1 an

Poids : 6kg

Matière : hêtre massif

La chaise haute évolutive Danchair permet d'installer un enfant en toute sécurité et de la faire

évoluer en fonction de sa croissance car elle offre de grandes capacités de réglage. En effet, l'assise et le plateau peuvent être fixés à des niveaux différents (14 positions différentes) en faisant varier la hauteur d'assise et la hauteur entre l'assise et le plateau. Le dossier est équipé d'un garde-fou en bois et d'une lanière évitant que l'enfant ne glisse en avant.

Structure ultra-stable en hêtre massif.

Poids maximum supporté 140 kg.

Chaise haute évolutive Danchair