

Elastiques 3,2 à 7,6 cm - larg. 1,6 mm

Codes :

Reference: 081288711



Description :

Ce type d'élastiques permettent de répondre à pratiquement tous les besoins de tension d'attelles.
8 tailles différentes

Permettent de répondre à pratiquement tous les besoins de tension d'attelles

Chaque paquet contient 28g d'élastiques

Contiennent du latex

Modèle : long.: 3,2cm ; larg. : 1,6mm

Existe aussi en :

Long. 5,1cm ; larg. 1,6mm

Long. 6,4cm ; larg. 1,6mm

Long. 7,6cm ; larg. 1,6mm

Par défaut la taille choisie est 3,2 cm x 1,6 mm, autre taille nous contacter.