

Elastiques 3,2 à 7,6 cm - larg. 3,2 mm

Codes :

Reference: 081288752



Description :

Ce type d'élastiques permettent de répondre à pratiquement tous les besoins de tension d'attelles.
8 tailles différentes

Permettent de répondre à pratiquement tous les besoins de tension d'attelles

Chaque paquet contient 28g d'élastiques

Contiennent du latex

Modèle : Long. : 3,2cm Larg. : 3,2mm

Existe aussi en :

Long. 7,6cm ; Larg. 3,2mm

Par défaut la taille choisie est 3,2 cm x 3,2 mm, autre taille nous contacter.