

Kit Unités individuelles pour flexion / extension Rolyan®

Codes :

Reference: 081283027

**Description :**

Le kit individuelle pour flexion extension comprend 5 potences pré-coudées, 5 tiges, 5 rouleaux de réglage de tiges, 5 embouts protecteurs, 5 anneaux de doigt de 10cm à tension réglable et 5 sangles à boucle en D pour la fixation des élastiques ou des ressorts gradués et 1 clé Allen.

Petites potences pré-coudées

Se placent au-dessus des articulations métacarpiennes ou sur les doigts

Idéales pour un ou deux doigts

Chaque potence porte un rouleau de réglage et une tige pour le positionnement précis des articulations MCP, IPP ou IPD en flexion ou en extension

Matière thermoformable, sangles et élastiques vendus séparément