


Kit de potence réglable pour flexion métacarpo-phalangienne Rolyan®

Codes :

Reference: 081295336

**Description :**

Le kit de potence réglable laisse de l'espace pour placer 4 tiges de doigts réglables sans limiter le mouvement du pouce.

Un positionneur de pouce (non inclus) peut être fixé à la tige verticale de la potence

Tiges d'extension et rouleaux de réglage de tiges faciles à installer et à ajuster

Sont inclus: 2 fils de potence dynamique pré-coudés, 5 tiges, 5 embouts protecteurs, 5 rouleaux de réglage de tiges, 5 anneaux de doigts à tension réglable de 10cm, 1 sangle auto-adhésive à boucle en D pour la fixation des bracelets caoutchouc ou ressorts gradués, et des instructions complètes de fabrication

Matériaux pour base statique, élastiques et attaches vendus séparément