

Kit de potence Phoenix

Codes :

Reference: 081234996



Description :

Le kit de potence phoenix inclut tous les équipements nécessaires à la réalisation d'une orthèse dorsale qui place les MCP en extension.

Inclut tous les équipements nécessaires à la réalisation d'une orthèse dorsale qui place les MCP en extension

Système de poulies avec encoche pour un ajustement précis des lignes de traction pour chaque doigt

La potence se fixe sur n'importe quel matériau thermoformable

Contenu du kit : barres de potence dorsale et radiale, 4 anneaux de doigts 76mm pré-coudés, 3 anneaux de doigts 76mm avec embouts protecteurs, 1 clé à 6 pans, 4 poulies avec encoches, élastiques et notice d'utilisation

Base de l'orthèse, matériaux d'attaches et composants de traction vendus séparément