

Kit de potence pour extension Phoenix

Codes :

Reference: 081235001

**Description :**

Le kit dynamique Phoenix inclut tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une orthèse pour paralysie du nerf radial .

Inclut tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une orthèse pour paralysie du nerf radial
Potence montée sur mesure, avec orthèse dorsale bas profil

Poulies ajustables pour positionner le poignet et les MCP en extension, laissant la main fonctionner

Contenu du kit : support de fils, 5 anneaux de doigt 76mm pré-coudés, 1 clé à 6 pans, 4 poulies, élastiques et notice d'utilisation

Base de l'orthèse, attaches et rivets pour le pouce vendus séparément