


Accessoires de flexion composite des doigts Rolyan®

Codes :

Reference: 081281708

**Description :**

Ces accessoires de flexion composite sont utilisés pour obtenir la flexion maximum des articulations MCP, IPP et IPD.

La sangle s'enroule autour des 1ère et 3ème phalanges pour accroître la flexion des IPP et IPD, puis elle s'attache sur le gantelet pour tirer l'articulation métacarpophalangienne en flexion

Commander le gantelet en Fabrifoam séparément

Qté : Jeu de 4