

Accessoires de bande de flexion longues dorsale Rolyan®

Codes :

Reference: 081281732

**Description :**

Ces accessoires de bandes de flexion améliorent la mobilité articulaire passive des métacarpo-phalangiennes, des 1ère et 2ème interphalangiennes.

Le gantelet augmente la flexion et l'opposition passive du pouce

Les sangles souples sont pourvues d'un capuchon élastique qui maintient les doigts fermement en place

La force de traction statique progressive appliquée peut être réglée pour chaque doigt grâce aux attaches ajustables

Beaucoup plus performant que le gant de flexion de doigts traditionnel, permet une véritable flexion des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes proximales

- Commander le gantelet en Fabrifoam séparément

Dim. : L : Largeur de 2,5cm

Long. : Longue (femmes de grande taille et hommes)

Qté : Jeu de 4