

Disque pivotant capitonné

Codes :

Reference: 815098

**Description :**

Epaisseur 6cm ,disque rigide capitonné avec rajout de mousse et revêtement type suédine.
Diamètre 39cm.

Ce coussin pivotant pour voiture vous facilitera la sortie de votre véhicule. Il permet de pivoter dans votre siège sans effort. Ce modèle est équipé d'un fond rigide et d'un dessus capitonné en mousse (ép. 6 cm) avec revêtement type suédine pour un confort exceptionnel.