


Bloque-porte télescopique pour fauteuil

Codes :

Reference: 817221



Description :

Ce bloque-portes est un outil très pratique pour les personnes en fauteuil. Il permet de bloquer les portes pour effectuer une manœuvre plus facilement, en cas de portes automatiques ou de rafales de vent. Tube télescopique pour le positionner et le reprendre aisément. L'extrémité est magnétique et peut vous aider à ramasser également vos clés tombées à terre. Se range dans un sac.

Dimensions plié : 73 cm - déplié : 16,5 cm.