

Kit complet anti-effet hamac



Codes :

Reference: 833030



Description :

Composé d'une toile et de 2 appuis latéraux anti-effet hamac. Angle ouvert.

Le kit de 2 maintiens thoraciques est composé d'une toile velcro extensible à positionner sur le dossier du fauteuil et de 2 appuis latéraux à positionner dessus. Les appuis latéraux sont repositionnables très facilement. Il permet un très bon maintien latéral du tronc, de la crête iliaque à l'aisselle. Il s'adapte sur tous les fauteuils à dossier rigide, type fauteuils gériatriques.

Taille au choix en fonction de la largeur du dossier (merci de préciser lors de votre commande) :

T1 de 35 à 40 cm

T2 de 40 à 45 cm

T3 de 45 à 50 cm.