

Siège releveur UpEasy Med

Codes :

Reference: 821077

**Description :**

Confortable comme un coussin d'assise, il est doté d'un mécanisme hydro-pneumatique qui lui permet de se déployer en douceur automatiquement lorsque l'utilisateur commence à se lever. Il assiste environ 80% de l'effort à réaliser. Lorsque vous vous asseyez, le siège s'abaisse en douceur. Il suffit, pour son bon fonctionnement, d'avoir préalablement réglé le vérin à votre poids. Mousse visco-élastique à mémoire de forme grand confort et limitant les pressions. Housse amovible imperméable spécial incontinence.

Poids 4 kg.

Poids maxi supporté 105 kg

Dimensions : larg. 43 x prof. 48 x épais. 5 cm.