

Echarpe enveloppante Rolyan® TS à TXL

Codes :

Reference: 081044429

**Description :**

L'écharpe de bras enveloppante est en forme bandoulière pour une bonne répartition du poids du bras sur le dos et les épaules .

Pose et ajustement facile

Poche ultra-profonde pour mieux positionner le bras

Confortable

Bandoulière réglable avec fermetures par bandes auto agrippantes

Mesurer la longueur de l'avant-bras du coude aux articulations CMC pour un bon ajustement

Taille : M. Mesure : 36cm

Existe aussi en : taille S - 28 cm, taille L - 43 cm, taille XL - 51 cm.

Par défaut la taille choisie est M - 36 cm, autres tailles nous contacter.