

Tabouret Ergo Pro gris

Codes :

Reference: 836068

**Description :**

Une position relaxante « assis-debout » pour ce tabouret de praticien ultra-confortable. L'assise et le coussin tibial est réalisée en mousse visco-élastique à mémoire de forme, idéale pour les assises prolongées sans échauffement. Réglage de la hauteur d'assise de 56 à 68 cm par vérin à gaz. Piètement en aluminium brossé.

Dimensions assise : larg. 42 x prof. 37 cm. Diamètre au sol 68 cm.

Couleur : gris