

Circulatonic 250 ml

Codes :

Reference: 428016

**Description :**

Gel tonique pour délasser les muscles fatigués.

Décongestionner par le froid, c'est l'action principale de ce gel de massage Circulatonic à base de marron d'Inde. En associant un puissant effet froid à l'action de ses principes actifs, il diminue la sensation de jambe lourde et prolonge l'effet de légèreté retrouvée par une fraîcheur persistante. Huiles essentielles aux extraits de thym, de sauge, de cyprès et de lavande.

Flacon 250 ml.