

Gymnic ball 85 cm

Codes :

Reference: 403003

**Description :**

Fabriqu  sans un caoutchouc PVC tr s  pais. Texture ultra douce,  quip  de technologie de d gonflage anti- clatement et livr  avec un guide d'exercice.

Ballon recommand  pour tous les exercices de r  ducation et de fitness en douceur et sans impact. Convient pour la m thode Pilates. Coloris rouge.

Diam tre 85 cm adapt  en exercice assis pour une taille d'utilisateur jusqu'  1,95 m.

Poids maximum autoris  300 kg.