

Entraîneur actif/passif

Codes :

Reference: 535054

**Description :**

Un entraineur complet de grande qualité permettant de travailler la mobilisation passive avec des personnes paraplégiques, hémiplegiques ou très faibles. Il permet aussi de travailler en mobilisation musculaire active avec une gamme de résistances magnétique en continu. Livré avec une paire de pédales englobantes avec straps et support de talon et une paire de poignées pour l'utilisation des membres supérieurs. Des exercices complets en douceur.

Dimensions : 50 x 46 x 38 cm. Poids 8,5 kg. Puissance 60W.