

Smart TENS I-Tech

Codes :

Reference: 838064



Description :

Le Smart Tens est un petit appareil principalement conçu pour traiter les douleurs à domicile grâce à ses 6 programmes Tens pré-réglés + 1 paramétrable. Il peut également être utilisé pour la rééducation musculaire post-traumatique ou postopératoire grâce à ses 5 programmes pré-réglés + 1 paramétrable.

Appareil 2 voies livré avec clip de ceinture, 2 câbles, 4 électrodes, mode d'emploi, 4 piles AAA et un sac de transport. Appareil médical CE0476. Dimensions : 68 x 110 x 31 mm. Poids 85 gr. Garantie 2 ans.