

Appareil LymphoPress 4 total

Codes :

Reference: 838068

**Description :**

L'appareil I-Press 4 permet un traitement par action de pompage. Idéal pour stimuler la circulation sanguine et le métabolisme. Alimentation secteur. Puissance 25W. Durée de thérapie réglable de 0 à 30 minutes, pression réglable de 50 à 300 mmHg. Poids 2 kg. CE médical.

Le modèle I-Press 4 total comprend le corps de machine + 2 jambières à 4 chambres de compression, les tuyaux de raccordement à 2 dérivation et 2 semelles de pressothérapie, les tuyaux de raccordement à 1 dérivation, la brassière, la bande abdominale et le connecteur pour la thérapie simultanée des membres inférieurs et de la zone abdominale.

Usage professionnel