

Inhalateur

Codes :

Reference: 863042

**Description :**

Inhalateur utilisant la technologie à compresseur, air comprimé pour le traitement des voies respiratoires supérieures et intérieures. Taux élevé de particules ($> 0,18$ ml/min). Appareil muni d'un embout bucal et de 2 masques (1 pour adulte et 1 pour enfant). Pression 0,6 à 1,1 bar. Branchement secteur.

Dimensions : 16 x 15 x 8,5 cm. Poids 1,35 kg.

Garantie 3 ans.