

Nausilev 3 sans sangle piètement fixe, batterie plomb

Codes :

Reference: NAUSILEV3

**Description :**

Sangle de traction pour un mouvement combiné augmentant le confort du patient

- Fabrication en aluminium pour une grande maniabilité
- Repose-pieds amovible et 3 fonctions (cale-talon, proclive, déclive)
- Base compacte adaptée à la forme des toilettes

L'appareil prend en charge une très faible tonicité du patient et l'active tout en respectant le schéma naturel de relevage.

Certifié CE et Made in France, le NAUSILEV 3 est un modèle premium de verticalisateur (lève-personne/releveur-mobile), fabriqué en aluminium et dont la capacité maximale est de 200 kg.

GAMME CLASSIQUE : design ergonomique et équilibré, fabrication en aluminium, il répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

PIÈTEMENT FIXE : compact, il est adapté aux espaces exigus.

ROUES DOUBLES à double roulement à billes diamètre 100 mm, à bandage rigide (à l'arrière) et 2x2 roues doubles roulement à billes diamètre 50 mm, bandage rigide, compensant ainsi le faible diamètre (à l'avant).

UTILISATION

Le mouvement breveté de l'EASYLEV et du NAUSILEV prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

PRÉCAUTIONS & AVANTAGES

- Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
- Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibia réglable en hauteur et le cale-talon, ou la position déclive du repose-pieds 3 fonctions pour les tonicités partielles, le mouvement de levage est réalisable.
- Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangle de traction pour un mouvement combiné et breveté augmentant le confort du patient
- Nouveau boîtier de contrôle avec commande en double (télécommande et boîtier), mise à jour du logiciel intégrant un historique
- Repose-pieds amovible et 3 fonctions : cale-talon, proclive, déclive
- Base compacte adaptée à la forme de toilettes

Nausilev 3 sans sangle piètement fixe, batterie plomb