

Wayup 4 à écartement des pieds mécanique avec cartouche batterie plomb

Codes :

Reference: WAYUP4ECP-CBPB

**Description :**

Made in France

Certifié CE

Dispositif médical de classe 1

Capacité maximale : 150 kg

Puissance du vérin de levage : 8 000 N

Puissance du vérin d'écartement électrique des pieds : 3 000 N

Poids total avec écartement électrique des pieds : 37 kg

Poids total avec écartement mécanique des pieds : 35 kg

Fabrication en acier

Peinture époxy au four

Roues à double roulement à billes

Norme : NF EN ISO 10535 : 2007

Garantie : 5 ans (sauf batterie et casse)

Option : Batterie lithium – garantie 2 ans

GAMME CLASSIQUE : design ergonomique et équilibré, fabrication en acier, il répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

PIÈTEMENT À ÉCARTEMENT : compatible avec tous types de fauteuils n'offrant pas de garde au sol suffisante pour passer dessous.

ROUES DOUBLES à double roulement à billes diamètre 100 mm, avec bandage rigide, garde au sol réduite.

UTILISATION Le mouvement breveté du WAYUP prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche

se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier. Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste. Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière de la Sangle Dorsale donne une position assise. **PRÉCAUTIONS & AVANTAGES**

- Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
 - Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibia réglable en hauteur et le cale-talon, ou la position déclive du repose-pieds 3 fonctions pour les tonicités partielles, le mouvement de levage est réalisable.
 - Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Nouveau boîtier de contrôle avec commande en double (télécommande et boîtier), mise à jour du logiciel intégrant un historique
 - Cale-tibia en mousse confortable réglable en hauteur
 - Repose-pieds amovible et 3 fonctions : cale-talon, proclive, déclive
 - Écartement électrique ou mécanique des pieds

Wayup 4 à écartement des pieds mécanique avec cartouche batterie plomb. Ref 2017 : WAYUP4ECP-M-PF. Ref 2018 : WAYUP4ECP-CBPB.