

Sangle hamac taille s

Codes :

Reference: SHABAS

**Description :**

Modèle standard filet 100% polyester. Compatible avec la tête amovible.

Sangle hamac bain standard Nausicaa Médical.

Conseillée pour les transferts en baignoire, douche et piscine.

Coupe simple et échancrée sur les côtés.

Ne présente pas de surépaisseur et de plis qui favorisent les escarres.

Existe en taille S, M, L et XL.

Poids max. : 320 kg.

Fabrication française.

Sangle hamac bain standard Taille S