

COUSSIN ALOVA GALBE 43*40*6CM AVEC 2 HOUSSES EN PROMUST ANTIDERAPANTES

Codes :

Reference: VCAG4340

**Description :**

Poids : 30 à 90kg
Décharge coccygienne.
Housse bicolore en Promust PU antidérapante.
Disponible avec butée pelvienne (nous contacter)
Dim. : 43 x 40 x 6 cm.
Fabrication française

Protection intégrale en promust PU (jersey enduit polyuréthane) noir sur le dessus et argent sur les cotés. Face inférieure anti-dérapante en PU/PVC munie d'une poignée de transport.

COUSSIN ALOVA GALBE 43*40*6CM AVEC 2 HOUSSES EN PROMUST ANTIDERAPANTES

Multitailles, la portance est adaptée au poids de la personne.
16 tailles dont 4 bariatriques. -> Nous contacter.

Dim. : 43 x 40 x 6 cm.