


Matelas gaufrier Aplot® monobloc

Codes :

Reference: VA103MB14

**Description :**

En supprimant les tensions de surface, les plots permettent une immersion du corps dans le matelas. Mousse haute résilience.

Les plots souples et très mobiles accompagnent les mouvements du corps et limitent ainsi le cisaillement des tissus.

4 pans coupés pour une adaptation à tous les panneaux de lit.

Alèse en Dermalon Fire Resistance.

Poids utilisateur : de 40 à 120 kg

Risque faible à moyen.

Garantie : 1 an.

Fabrication française.

Dim. : 85 x 195 x 14 cm.