

Infusomat® Space line standard pour Pompe à perfusion Infusomat® Space

Codes :

Reference: 8700036SP

**Description :**

Permet l'homogénéité dans la gestion du parc d'appareils indépendamment des services.
Transportabilité optimale.

Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.

Innove en matière de sécurité avec l'intégration d'un clamp anti-écoulement libre combiné aux tubulures de la gamme SpaceLine et la pompe

Tubulure : Infusomat® Space line standard pour Pompe à perfusion Infusomat® Space