

Pousse-seringue Perfusor® Space

Codes :

Reference: 8713030

**Description :**

Le Perfusor Space de B.Braun est un pousse seringue électrique transportable avec batterie rechargeable (type NiMH), permettant la programmation d'injections continues ou intermittentes.

Les paramètres configurables sont : débit, débit et volume, volume et temps, bolus manuel. L'appareil intègre une fonctionnalité antibolus : réduction automatique du bolus déclenché par l'alarme d'occlusion, et dispose d'un écran LCD rétro-éclairé haute résolution.

Le Perfusor Space possède une mémoire enregistrant les 1000 événements les plus récents. Il fonctionne sur secteur ou sur batterie seule.

Le temps de charge complet de la batterie est de 6 heures et l'autonomie est de 4 heures à 100 ml/h, 8 heures à 25ml/h.

Pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation, un frein de piston a été mis en place sur le Perfusor Space afin de prévenir tout risque d'écoulement libre lors du remplacement de la seringue.

Dimensions : 24.9 x 6.8 x 15.2 cm

Poids : 1.4 Kg