

Matelas Bariamax 110

Codes :

Reference: 759458



Description :

Matelas spécialement conçu pour les patients jusqu'à 300 kg. Pour lit de 110.

Risque faible à moyen pour les patients alités de 1 h à 15 h par jour.

Surmatelas 8 cm en HR50 kg/m³ Lastilux sur base de 11 cm en mousse HR Naturalis 50 kg/m³.

Dim. : 110 x 200 x 19 cm.

Garantie : 2 ans.

Le matelas BARIAMAX est recommandé pour des patients dont le poids peut atteindre 300 kg. Le surmatelas de 8 cm en mousse HR 50 kg/m³ hautement élastique Lastilux repose sur une base de 11 cm d'épaisseur en mousse HR Naturalis 50 kg/m³. Entre les deux, il a été intégré une plaque de mousse HR 40 kg/m³, deux fois supérieure en dureté aux mousses de confort traditionnel, limitant ainsi les risques d'affaissement et garantissant une longue durée de vie du produit.

Atouts :

- mousse très ferme de haute qualité
- conception innovante avec renfort lombaire
- découpe "moving" pour absorber la cinématique des lits médicalisés

Conseils d'entretien de la mousse :

Humidifier et frotter légèrement. Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection.

