

Surmatelas PM100 A Evo complet 90 cm

Codes :

Reference: 735369

**Description :**

Surmatelas à air dynamique à pression alternée de 13 cm d'épaisseur constitué de 17 cellules PVC interchangeables et amovibles dont 3 cellules en tête statique et 10 cellules à perte d'air dans la région sacrée.

Base en mousse 8 cm RF 30 kg/m³.

Housse en Cartex Ag-Protect.

Compresseur avec ajustement manuel du poids de 40 à 160 kg, mode statique basse pression.

Existe en largeur 120 cm.

Dim. : 200 x 90 x 13 cm