


Distributeur ABS 3 curseurs Eurojour

Codes :

Reference: CP23002

**Description :**

Distributeur ABS translucide muni de 3 curseurs (jaune/midi, vert/soir, bleu/nuit).

Dim. : 340 x 58 x 35 mm. Le lot de 10.

Logistique 600 x 400 mm permettant une préparation nominative pour 8 jours.

Curseurs de couleur tampographiés pour un repérage immédiat.

Forme incurvée pour une prise des médicaments facilitée.

Chaque élément est lavable en machine et garantit un séchage sans rétention d'eau.