

Chariot Morgan Security 2225

Codes :

Reference: 0715210MUS

**Description :**

Chariot Morgan Security 2225 Filmop

Lavage des sols, nettoyage des surfaces hautes, ramassage.

Pour moyennes et grandes surfaces. Comprend : 1 base 95 x 53 cm, 1 extension de base, 1 support sac 110/130 l, 1 bac central 49 x 38 cm, 2 tiroirs 22 l avec serrure, 1 tiroir 40 l avec serrure, 5 seaux (2 x 15 l, 3 x 8 l), 1 presse à mâchoires.

Dim. : L. 140 x l. 65 x H. 125 cm.

Avec roues diam. 125 mm.

Couvercle et sac en option.

Chariot Morgan Security 2225