

Chaise de douche bleue ETAC Swift Siège évolutif

Codes :

Reference: 81701530

**Description :**

Dossier et accoudoirs amovibles. Hauteur variable. Largeur totale : 54/56 cm. Largeur entre les repose-bras : 45 cm. Coloris : Bleu.

Matériaux Châssis : Polypropylène, aluminium

Poids tabouret de douche : 3,1 kg

Poids tabouret avec repose bras : 3,9 kg

Poids chaise de douche : 4,7 kg

Largeur totale : 54/56cm

Largeur entre les repose-bras : 45 cm

Aire du siège : 54 x 41 cm

Hauteur du siège : 42 à 57cm

Coloris : Vert, gris, bleu

Poids maximal supporté : 130 kg

La gamme de siège de douche ETAC Swift a remporté de nombreux prix pour sa fonctionnalité et sa simplicité. ETAC Swift est un siège évolutif, du simple tabouret de douche jusqu'au fauteuil complet, selon les besoins de l'utilisateur.

Tabouret et chaise de douche réunit au sein d'un même produit conçu avec fonctionnalité et simplicité. Le simple tabouret peut être transformé en chaise de douche en fonction des besoins de l'utilisateur. ETAC Swift est livré démonté mais l'assemblage des éléments qui la constitue est très facile et ne nécessite aucun outil. ETAC Swift est stable sur n'importe quelle surface grâce à un

design unique qui s'adapte à tous les types de sols même ceux qui ne sont pas droits, grâce aux patins qui adhèrent au sol.

Vidéo : [ici](#)

Chaise de douche ETAC Swift, autres coloris : Vert : 81701030 | Gris : 81701430