

Fresubin® DB Drink Pêche-abricot

**Codes :**

Reference: 7175621

Description :

Boisson lactée hyperprotéinée, hypercalorique sans lactose. Le pack de 4 bouteilles de 200ml.

Alimentation complète ou supplémentaire buvable, hyper calorique (1,5 kcal/ml) et hyperprotéinée, riche en acides gras mono-insaturés, avec TCM, avec huile de poisson, avec fibres.

Conditionnements disponibles :

EasyBottle de 200 ml.

Goûts disponibles :

Vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot, praliné.

Indications :

Pour le support nutritionnel des patients avec une intolérance au glucose comme en cas de :

- résistance à l'insuline

- diabète mellitus.

Important : Sans gluten. Cliniquement sans lactose et purine. Pauvre en cholestérol. Ne pas utiliser chez les enfants < 3 ans.

Sources de nutriments :

Protéines : lait

Glucides : amidon, dextrine-maltose, fructose

Lipides : huile de colza, huile de tournesol,

huile de poisson, TCM

Fibres : dextrine de tapioca

(solubles | insolubles : 96% | 4%)

Compléments nutritionnels