

Fresubin® 2 kcal Drink Capuccino

Codes :

Reference: 7099621



Description :

Boisson lactée hyperprotéinée, hypercalorique sans lactose
Compléments nutritionnels

Le pack de 4 bouteilles de 200ml

Conditionnements disponibles : EasyBottle de 200 ml.

Goûts disponibles : Vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot, neutre.

Indications : Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et en protéines et/ou avec restriction hydrique.

Important : Sans gluten.

Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine.

Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.

Sources de nutriments :

Protéines : lait

Glucides : sirop de glucose, saccharose

Lipides : huile de colza, huile de tournesol

Fibres : /

200 ml = 400 kcal 20 g de protéines