

Fresubin® 2 kcal Drink caramel

Codes :

Reference: 7100621

**Description :**

Boisson lactée hyperprotéinée, hypercalorique sans lactose
Compléments nutritionnels

Le pack de 4 bouteilles de 200ml.

Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), saccharose, arôme caramel, maltodextrines, citrate de K, émulsifiants (lécithine de soja, E 471), chlorure de Na, carbonate de K, correcteur d'acidité (E 507), carbonate de Na, vitamine C, oxyde de Mg, phosphate de Fe, niacine, sulfate de Zn, chlorure de Mn, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de Cu, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de Na, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, iodure de K, chlorure de Cr, molybdate de Na, sélénite de Na, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12.

Conditionnements disponibles : EasyBottle de 200 ml.

Goûts disponibles : Vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot, neutre.

Indications : Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et en protéines et/ou avec restriction hydrique.

Important : Sans gluten.

Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine.

Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.

Sources de nutriments :

Protéines : lait

Glucides : sirop de glucose, saccharose

Lipides : huile de colza, huile de tournesol

Fibres : /

200 ml = 400 kcal 20 g de protéines